

brainLight® *Zenesse*

Inspiré de la philosophie orientale Yin et Yang, le fauteuil de massage Shiatsu 4D *Zenesse* brainLight est le résultat d'une élégante fusion de contrastes, de passivité et d'activité nécessaires pour créer l'harmonie parfaite entre la tête, le corps et l'esprit.

Le *Zenesse* est ainsi capable de vous envelopper et de vous toucher en douceur, mais aussi de vous masser fortement, de vous étirer et de vous renforcer. Il vous détend, et vous aide à vous recentrer.

Grâce à un capteur intelligent, le massage s'adapte à votre corps de 4 manières : verticalement, horizontalement, en profondeur et aux contours de votre dos, d'où la désignation «4D».

Ses techniques de massage s'inspirent à la fois du massage suédois classique, du shiatsu japonais et de la théorie des méridiens de la médecine traditionnelle chinoise (MTC). Ils agissent le long de différents points d'acupression, de sorte que votre énergie vitale «Qi» puisse circuler librement.




brainLight®

LIFE IN BALANCE

FONCTIONS ET CARACTÉRISTIQUES :

- **Technologie de massage 4D à la pointe de la technique:** capteurs corporels pour déterminer la longueur et la profondeur du dos et de la nuque, la largeur des épaules et les contours du dos; le massage est automatiquement adapté aux données obtenues
- **Système de localisation des points d'acupression**
- **Positionnement précis des bras de massages**
- **3 niveaux de massages à pression d'air**, à choisir individuellement ou en combinaison: bras & mains, cuisses, bras & épaules, pieds & mollets
- **La position des coussins d'air** pour les massages des épaules et des bras se règle manuellement sur 5 niveaux
- **5 types de massages du dos:** Pétrissages + Tapotements, Pétrissages, Tapotements, Palpations, Shiatsu
- **Jusqu'à 6 vitesses et 12 intensités 3D** pour le massage du dos, réglables manuellement
- **Massage des plantes de pieds:** déroulements automatiques I et II, ou en réglage manuel
- **Massage «wing»** partie assise, avec deux niveaux d'intensité pour atténuer les tensions au niveau du bassin et des hanches
- **Fonction chaleur infra-rouge** pour le dos, activable et désactivable
- **Angle du siège et position assise réglable :** la position du dossier, de l'angle du siège, du repose pied et le réglage de la longueur sont modulables individuellement
- **4 positions inclinées automatiques:**
Floating 1: peu d'inclinaison, donne l'impression de planer
Floating 2: inclinaison plus basse, donne l'impression de flotter
Position balance-cardiaque: soulage la colonne vertébrale et le système circulatoire
Inversion: stimule l'activité du cerveau et l'alimentation en oxygène
- **Arrêt d'urgence:** Interruption immédiate du massage possible à partir de n'importe quelle position du fauteuil
- **Fonction minuterie**
- **Arrêt final automatique.**



Le massage à pression d'air peut être choisi individuellement ou en combinaison avec d'autres fonctions.



Arrêt d'urgence – bouton d'interruption immédiate du massage possible à partir de n'importe quelle position du fauteuil.



Combinaisons de couleurs possibles pour le Shiatsu-4D Zénesse (sur demande)

Les coussins d'air pour le massage des épaules et des bras se règlent manuellement sur 5 niveaux. Selon le réglage, le massage démarre sur les épaules ou sur les bras et peut élargir ainsi la partie massée.

– Fonctions et équipements

DOMAINES D'APPLICATION

Utilisation professionnelle : Créez des lieux de repos et de relaxation pour les employés et permettez-leur grâce à l'utilisation de **brainLight**: de gérer leur stress, de prendre leurs décisions plus sereinement, d'affronter les situations difficiles, de déployer leur créativité, d'augmenter leur efficacité... Nous proposons un leasing pour les entreprises.

Utilisation commerciale : Les hôtels, les spas, les espaces de bien-être, les centres de fitness, les zones d'attente de toutes sortes (par exemple : cabinets médicaux), les instituts de cosmétiques, les praticiens de santé, les physiothérapeutes, les centres de séminaires...

Utilisation personnelle : Pour la relaxation, pour l'apprentissage des langues, pour le bien-être physique, pour l'amélioration des performances, de la motivation et du mental. Vous pouvez combiner vos propres titres musicaux (lecture CD/MP3) avec des programmes **brainLight** sélectionnés.

ÉQUIPEMENTS

- **Panneau de commande** avec écran LCD (Support du panneau de commande en option)
- **Commande du système à l'aide de l'application** pour votre appareil iOS (iPhone, iPad) à partir de iOS 8.0
- **2 sacs** pour ranger le panneau de commande, la tablette, le portable, les livres, les journaux, etc., peuvent être attachées à l'aide des velcros
- **L'étui à lunettes**, pour ranger les lunettes de visualisation **brainLight** (ou les vôtres) pendant la séance **brainLight**
- **Le coussin amovible du dos** peut être retiré facilement si vous souhaitez un massage plus intense
- **Les coussinets du repose-pied** peuvent être retirés facilement si vous souhaitez un massage plus intense
- **Le repose-pieds en 3 parties** peut être allongé de 22 cm et s'adapte ainsi automatiquement aux différentes tailles des utilisateurs
- **Rouleaux pour protéger le sol** sous le repose-pied
- **Habillage en simili cuir** (véritable cuir sur demande), facile à nettoyer et à désinfecter.

DONNÉES TECHNIQUES *Zenesse* :

brainLight® 4D-Shiatsu Fauteuil de massage *Zenesse* :

Portée verticale des rouleaux de massage : 77 cm

Angle de positions du fauteuil : 110° - 216°

Tension de service : AC 220 - 240 V ; 50 Hz - 60 Hz


Puissance : 150 W

Poids : 120 kg +/- 3 kg

Tension du moteur : DC 24 V

Dimensions : env. L 148 (200) cm x l 78 cm x H 120 (98) cm

Les données entre parenthèses signalent les dimensions du fauteuil en position allongée.



Panneau de commande pour commander le fauteuil de massage



Repose-pieds en 3 parties peut être allongé de 22 cm et s'adapte ainsi automatiquement aux différentes tailles des utilisateurs.



NOUVEAU: commande via l'application sur votre propre appareil iOS



INNOVATIONSPREIS
ERGONOMIE 2020

